BabySensor – Stručný průvodce

1. Před nastavením 🛠️

Odstraňte plast pod senzorem náramku. Vyberte velikost náramku.
Před prvním použitím plně nabijte základnu a náramek alespoň 1 hodinu. Během nastavování je nechte připojené k napájení.

2. Nastavení ⚙️

Začněte instalaci v místnosti, kde se nachází váš WiFi router.
Stáhněte si aplikaci BabySensor z Google Play nebo App Storu a postupujte podle pokynů v aplikaci.
Povolte všechny žádosti o oprávnění.
Nechte náramek v základně, dokud vám pokyny při prvním připojení neřeknou jinak.
Ujistěte se, že telefon, základna a router používají stejnou Wi-Fi síť a heslo.

BabySensor

3. Měření ♥

Puls: každých 20 sekund, včas detekuje změny. SpO_2 a teplota: každých 15 minut, bezpečné a dostatečné pro klidné monitorování.

4. Tipy 💡

Bílý šum a zvuky upozornění sdílejí stejný mikrofon. Pokud dáváte přednost zvukovým upozorněním, vypněte bílý šum.

Naskenujte QR kód telefonem a získejte rozšířenou nápovědu, návody a často kladené otázky.

(QR kód → babysensor.com/help)

Vyvinuto v Norsku pro klid duše